

Calendario trattamenti sanitari

> NORD ITALIA



> CENTRO/SUD ITALIA



ApiLifeVar



- Effettuare il trattamento possibilmente la mattina presto o la sera tardi;
- alimentare con ApiCandy durante il trattamento;
- alimentare con ApiHerb a fine trattamento;
- eseguire il trattamento con **temperature** medie comprese tra **15 e 30°C**;
- trattare simultaneamente tutte le arnie dell'apiario;
- effettuare il trattamento in assenza di melario.

Api-Bioxal e Api-Bioxal



- Con blocco di covata efficacia superiore al **95%**;
- Vantaggi del blocco di covata:
 - prolunga la vita delle api;
 - permette un maggior accumulo di riserve per superare l'inverno;
 - non è necessario rimuovere il melario durante il blocco;
 - controllo accurato del nido da parte dell'apicoltore.
- Api-Bioxal polvere somministrazione per sublimazione: si consiglia l'uso di sublimatori a resistenza elettrica quali **Oxalika Premium** e **Oxalika PRO**;
- effettuare il trattamento in assenza di melario.

Apifor



- Utilizzare evaporatori idonei e testati (es. Aspro-Novar-form);
- riempire l'evaporatore con il volume indicato nell'etichetta del medicinale;
- lasciare l'evaporatore fino a completa evaporazione del prodotto (minimo 10 gg);
- alimentare con ApiCandy prima e dopo il trattamento;
- alimentare con ApiHerb a fine trattamento;
- eseguire il trattamento con **temperature** medie comprese tra **10 e 30°C**;
- effettuare il trattamento in assenza di melario.

Apivar

- Riposizionare la striscia se il glomere si sposta;
- rimuovere la propoli che eventualmente copre la striscia;
- effettuare il trattamento in assenza di melario;
- se necessario prolungare il trattamento fino a 8 settimane.